

n-HEXAN ROTIDRY® a ROTIDRY® Sept**CAS:** 110-54-3**Vzorec:** C₆H₁₄

- Velmi nízký obsah vody a extrémně vysoká čistota
- Vhodné pro použití v organické syntéze a v syntéze a analýze DNA
- Plněno pod inertním plynem

Technické parametry

Molekulová hmotnost:	86,18
Hustota:	0,66 g·cm ⁻³
Bezp. věty (GHS):	H225-H304-H361f-H373-H315-H336-H411

**n-HEXAN ROTIDRY® max 50 ppm H₂O****Technické parametry**

Obsah (GC):	min 99,0 %
Voda (KF):	max 0,005 %
Acidita:	max 0,0005 meq/g
Odparek:	max 0,0005 %
Barva (Hazen) max:	10

Balení	Katalogové číslo
1 l	R.AE05.1

Aby zůstala ROTIDRY® rozpouštědla suchá i po otevření a během skladování, doporučujeme použití [molekulových sítí](#) jako sušidla během skladování.

n-HEXAN ROTIDRY® Sept max 30 ppm H₂O

Láhev je opatřená septem

Technické parametry

Obsah (GC):	min 99 %
Voda (KF):	max 0,003 %
Acidita (jako CH ₃ COOH):	max 0,001 %
Odparek:	max 0,0005 %

Balení	Katalogové číslo
250 ml	R.5180.1