

Nádobka odběrová PP s odnímatelným držadlem, sterilní

Modrá polypropylenová sterilní nádobka se šroubovacím víčkem se zahnutým držadlem

- Držadlo lze po odebrání vzorku z nádobky snadno sejmout
- Snadno barevně identifikovatelná nádobka, ideální pro použití v potravinářském provozu
- Jednotlivě balené sterilní nádobky umožňují odběr vzorků bez rizika kontaminace

Technické parametry

Materiál nádobky a držadla:	rázuvzdorný modře probarvený PP
Materiál šroubovacího víčka:	modře probarvený PE
Délka držadla:	240 mm
Sterilizace:	beta zářením (10 kGy)



Sterilní odběrová nádobka

Objem (ml)	Průměr × výška (mm)	Celková délka (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
40	30 × 70	275	250	S010301
125	52 × 74	275	100	S010521