

## Nálevka přikapávací s teflonovým kohoutem

Přikapávací nálevka z borosilikátového skla s teflonovým kohoutem a zábrusem

- PTFE jádro výpustního kohoutu není nutno mazat
- Certifikována dle DIN 12567/ISO 4800

## Technické parametry

Materiál: borosilikátové sklo



Nálevka přikapávací

| Objem (ml) | Dělení (ml) | Zábrus<br>zátky NZ | Průměr kohoutu<br>(mm) | Průměr otvoru<br>kohoutu (mm) | Balení (ks) | Katalogové číslo |
|------------|-------------|--------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|------------------|
| 50         | 1           | 29/32              | 12,5                   | 2,5                           | 1           | R.CH34.1         |
| 100        | 2           | 29/32              | 12,5                   | 2,5                           | 1           | R.CH35.1         |
| 250        | 5           | 29/32              | 14,5                   | 4,0                           | 1           | R.CH36.1         |
| 500        | 10          | 29/32              | 14,5                   | 4,0                           | 1           | R.CH37.1         |