

Normanal DUSIČNAN STŘÍBRNÝ**CAS:** 7761-88-8**Vzorec:** AgNO₃**Normanal DUSIČNAN STŘÍBRNÝ****Technické parametry**

Bezp. věty (GHS):

H272-H290-H314-H400-H410

Koncentrace	Molarita (mol/l)	Balení	Katalogové číslo
N/10	0,1	1 ampule	N 04602

Normanal DUSIČNAN STŘÍBRNÝ**Technické parametry**

Bezp. věty (GHS):

H290-H314-H410

Koncentrace	Molarita (mol/l)	Balení	Katalogové číslo
N/10	0,1	1 ampule	R.CN66.1