

Nůžky oční MEDIN

Technické parametry

Materiál: leštěná nereová ocel



Nůžky oční MEDIN



Nůžky oční MEDIN

Rovné				Zahnuté			
Typ	Délka (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo	Typ	Délka (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
Hrotnaté	100	1	L338010	Hrotnaté	100	1	L338040
Hrotnaté	115	1	L338071	Hrotnaté	115	1	L338091
Hrotnato-tupé	100	1	L338020	Hrotnato-tupé	100	1	L338050
Hrotnato-tupé	115	1	L338150	Hrotnato-tupé	115	1	L338100
Tupé	100	1	L338030	Tupé	100	1	L338060
Tupé	115	1	L338081	Tupé	115	1	L338161

Potřebujete seřídit nebo nabrousit Vaše nůžky MEDIN? Kontaktujte nás!