

Pipeta sérologická jednorázová sterilní

Biologicky inertní pipeta s polyesterovou vatovou zátkou na jedno použití

- Jednotlivě nebo hromadně balené pipety
- Jednotlivě balené pipety ve snadno odtrhávatelem obalu typu papír/plast
- Dobře čitelná standardní i reverzní stupnice
- Bez RNase/DNase, nepyrogení, sterilizované gama zářením

Technické parametry

Materiál: extra čistý PS vyhovující předpisům FDA

Přesnost: <1 %



Serologické pipety



Serologická pipeta jednotlivě balená 5 ml



Serologická pipeta jednotlivě balená 10 ml



Serologická pipeta jednotlivě balená 25 ml



Serologická pipeta jednotlivě balená 50 ml

Objem (ml)	Dělení (ml)	Délka (mm)	Vnější průměr (mm)	Typ balení	Balení (ks)	Katalogové číslo
1	0,01	279	4,7	Jednotlivě	1000	P501001.02
1	0,01	279	4,7	po 25 ks	1000	P501001.50
2	0,01	270	5,5	Jednotlivě	1000	R.N236.2
2	0,01	270	5,5	po 25 ks	1000	P502002.50
5	0,1	348	8	Jednotlivě	200	R.N239.2
10	0,1	347	10	Jednotlivě	200	P501010.01
25	0,25	311	15	Jednotlivě	200	R.N245.1
50	1	368	18	Jednotlivě	100	P555550.01