

Plášť laboratorní dámský

Bílý propínací plášť se třemi kapsami

- Plášť české výroby je vyroben z kvalitního materiálu
- Klasický střih, ve kterém se budete cítit po celý svůj pracovní výkon uvolněně a pohodlně
- Přední díl pláště je rovný s rozhalenkou a zapínáním na klasické knoflíky
- Tři dostatečně prostorné kapsy
- Díky precizní české výrobě a kvalitnímu materiálu lze plášť jednoduše prát i žehlit na vysoké teploty

Technické parametry

Materiál: vysrážená 100% bavlna s keprovou vazbou, 200 g/m²



Velikost	Obvod hrudníku (cm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
XS	102	1	L005391
S	110	1	L005392
M	118	1	L005393
L	126	1	L005394
XL	138	1	L005395
XXL	150	1	L005396
XXXL	162	1	L005397
XXXXL	174	1	L005398