

Plášť laboratorní pánský

Bílý propínací plášť se třemi kapsami

- Plášť české výroby je vyroben z kvalitního materiálu
- Klasický střih, ve kterém se budete cítit po celý svůj pracovní výkon uvolněně a pohodlně
- Přední díl pláště je rovný s rozhalenkou a zapínáním na klasické knoflíky
- Tři dostatečně prostorné kapsy
- Díky precizní české výrobě a kvalitnímu materiálu lze plášť jednoduše prát i žehlit na vysoké teploty

Technické parametry

Materiál: 100% bavlna, 200 g/m², vysrážená



Velikost	Obvod hrudníku (cm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
S	112	1	L007831
M	120	1	L007832
L	128	1	L007833
XL	136	1	L007834
XXL	144	1	L007835
XXXL	152	1	L007836
XXXXL	160	1	L007837