

Podnos - miska hluboká PVC | KARTELL

Pevný podnos s výstupky na dně

Technické parametry

Materiál: bílý PVC

Teplotní rozsah: +70 °C



Podnos - miska hluboká PVC

Celkové rozměry (mm)	Rozměry dna (mm)	Hloubka (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
245 × 195 × 50	200 × 150	45	1	K000280
305 × 250 × 60	250 × 200	60	1	K000281
385 × 325 × 75	320 × 260	70	1	K000282
420 × 375 × 85	350 × 300	80	1	K000283
505 × 405 × 95	430 × 330	90	1	K000284
600 × 495 × 100	520 × 420	90	1	K000285
765 × 620 × 110	675 × 530	100	1	K000286
635 × 515 × 190	540 × 420	180	1	K000288