

Příslušenství pro třepačky Heidolph

Pro třepačky Unimax, Duomax, Polymax a Promax




www.p-lab.cz

Držák pro 22 Erlenmeyerových baněk 25 ml



www.p-lab.cz

Klema pro baňku



www.p-lab.cz

Univerzální děrovaný nosič pružinových klem typ 1000



www.p-lab.cz

Nástavec patrový

Pružinové klemy

Pro upevnění na univerzální děrovaný nosič

- Pro uchycení Erlenmeyerových baněk, baněk s kulatým dnem nebo kádinek

Klema pro baňku	Maximální počet klem nosič typ 1000	Maximální počet klem nosič typ 2000	Katalogové číslo
25 ml	20	36	H549510
50 ml	20	36	H549520
100 ml	14	23	H549530
250 ml	8	12	H549540
500 ml	4	9	H549550
1 000 ml	4	5	H549560
2 000 ml	2	3	H549630

Příslušenství pro třepačky řady 1000

Pro třepačky Unimax 1010, Duomax 1030, Polymax 1040 a Promax 1020

- Rám s upínacími válci umožňuje sevření různě velkých válcových nádob a baněk
- Držáky pro Erlenmeyerovy baňky s odpovídajícími otvory
- Univerzální děrovaný nosič pro individuální uchycení pružinových klem pro Erlenmeyerovy baňky

Popis	Katalogové číslo
Rám se dvěma upínacími válci	H549700
Náhradní upínací válec	H549710
Držák pro 22 Erlenmeyerových baněk 25 ml	H549720
Držák pro 14 Erlenmeyerových baněk 50 ml	H549730
Držák pro 9 Erlenmeyerových baněk 100 ml	H549740
Držák pro 5 Erlenmeyerových baněk 250 ml	H549750
Držák pro 4 Erlenmeyerovy baňky 500 ml	H549760
Držák pro 2 Erlenmeyerovy baňky 1 000 ml	H549770
Držák pro 4 kónické dělicí nálevky 50/100 ml	H549780
Univerzální děrovaný nosič pružinových klem typ 1000	H549592

Příslušenství pro třepačky řady 2000

Pro třepačky Unimax 2010, Promax 2020 a Polymax 2040 □

- Rám s upínacími válci umožňuje sevření různě velkých válcových nádob a baněk, pro upnutí jsou nutné min. 2 válce
- Univerzální děrovaný nosič pro individuální uchycení pružinových klem pro Erlenmeyerovy baňky, nebo držáků na dělicí nálevky
- Patrový nástavec pro zvětšení kapacity třepačky, obsahuje 4 podpěry a univerzální nosič typu 2000

Technické parametry

Univerzální nosič typ 2000	Dělicí nálevka 250 ml	Dělicí nálevka 500 ml	Dělicí nálevka 1 000 ml	Dělicí nálevka 2 000 ml
Max. počet dělicích nálevek	4	3	3	2

Popis	Katalogové číslo
Rám pro upínací válce (bez válců)	H549500
Upínací válec	H549580
Univerzální nosič pružinových klem a držáků dělicích nálevek typ 2000	H549590
Držák pro dělicí nálevku 250/500/1000 ml	H549570
Držák pro dělicí nálevku 2000 ml	H549610
Nástavec patrový	H549620

