

Transiluminátor FastGene® Blue/White LED Tab | NIPPON Genetics

Pro dokumentaci DNA/RNA v agarózových gelech, proteinových gelů a obsahu Petriho misek

- Kompaktní, snadno přenosná prosvětlovací deska s rámem s modrými a bílými LED diodami
- Do rámu lze vkládat modrou nebo bílou rozptylovací vložku pro vytvoření homogenního světelného pole
- Modré LED světlo 470 nm pro vizualizaci fragmentů nukleových kyselin obarvených zelenými barvivý jako je MIDORI^{Green} a SYBR®
- Bílé LED světlo pro dokumentaci proteinových gelů, X-ray filmů a obsahu Petriho misek
- Tři úrovně jasu, jednoduché přepínání mezi modrým a bílým světlem
- Oranžový štít s magnetickým uchycením pro odfiltrování modrého podsvícení

Technické parametry

Pracovní plocha:	180 x 120 mm
Světelný zdroj:	modré (470 nm) a bílé LED diody
Životnost LED diod:	20 000 hod
Napájení:	100-220 V, 2.0 A
Automatické vypnutí:	po 5 min
Rozměry (š x h x v):	185 x 220 x 30 mm
Hmotnost:	2,4 kg



Prosvětlovací deska FastGene® Blue/White LED Tab



Prosvětlovací deska FastGene® Blue/White LED Tab



Prosvětlovací deska FastGene® Blue/White LED Tab

Transiluminátor FastGene® Blue/White LED Tab	N067120
--	---------

Transiluminátor FastGene® Blue/White LED Tab dodáváme komplet s výměnnou modrou a bílou rozptylovou vložkou, oranžovým štítem a návodem.