


Pufr ROTI®-LOAD 1

Pufr pro dávkování proteinů, redukující

Technické parametry

pH:	6,7-7,2
Složení:	SDS (cca 8 % w/v), beta-mercaptoethanol (cca 20 % v/v), glycerin (cca 40 % v/v) a bromfenolová modř (ca. 0,015 % w/v) ve fosfátovém pufru
Koncentrace:	4 x koncentrovaný
Bezpečnost (GHS):	H302+H332-H311-H315-H317-H318-H373-H411



Specifikace	Balení	Katalogové číslo
pro dávkování proteinů, redukující	10 ml	R 19291
pro dávkování proteinů, redukující	4 x 10 ml	R 19292
pro dávkování proteinů, redukující	10 x 10 ml	R.K929.3