

Roti®-Mount

Montovací médium pro mikroskopii, bez xylenu a toluenu

- Syntetické rychle schnoucí montovací médium, pro tvorbu odolných řezů v histologii a cytologii
- Nevhodné pro vodné vzorky
- Pro dlouhodobé skladování doporučujeme uchovávání ve tmě při teplotě 4 °C
- Před použitím je třeba produkt zahřát na pokojovou teplotu, aby dosáhl optimální konzistence

Technické parametry

Bezpečné věty (GHS):	H225-H304-H372-H411-EUH066
Vzhled:	Bezbarvá až lehce nažloutlá viskózní tekutina
Skladujte v teplotě:	4 °C



Roti-Mount

Popis	Balení	Obal	Katalogové číslo
Roti®-Mount, pro mikroskopii	100 ml	sklo	R.HP68.1
Roti®-Mount, pro mikroskopii	500 ml	sklo	R.HP68.2

Kompatibilní s produkty [Roticlear®](#) a [n-butylacetát](#).