


Roztok pro barvení nukleových kyselin Roti®-GelStain Red

Netoxická alternativa ethidium bromidu, pro elektroforézu

- Vhodná alternativa k ethidium bromidu, netoxická, nemutagenní
- Při navázání na nukleovou kyselinu emituje jasně červenou fluorescenci (zachytitelnou pomocí foto filtrů běžně používaných na EtBr)
- Excitace UV (310 nm) a modrým světlem (540 nm)
- Detekce min. 0,3 ng nukleových kyselin na proužek
- Kompatibilní se všemi běžnými následnými aplikacemi



Roztok pro barvení nukleových kyselin Roti®-GelStain Red

Popis	Balení	Obal	Katalogové číslo
Roti®-GelStain Red	1 ml	plast	R.0984.1
Roti®-GelStain Red	1 × 5 ml	plast	R.0984.2

Červené fluorescenční barvivo pro netoxické značení nukleových kyselin v agarózových a polyakrylamidových gelech