

Rukavice proti chladu i teple ActivArm®

Bezešvé pravolevé lehké rukavice pro všechny práce v chladnu

- Vynikající izolační vlastnosti proti chladu i teple díky příměsi dutých vláken
- Materiál rukavic vhodný i pro práci s potravinami (zejména masem a rybami)
- Odvádí vlhkost od pokožky

Technické parametry

Maximální teplota praní v pračce:	40 °C
Vystavení vysokým teplotám:	100 °C max 15 s



Rukavice proti chladu i teple proFood®

Velikost	Balení	Katalogové číslo
7	2 páry	I518011
9	2 páry	I518111