

## Rukavice proti pořezání UVEX phynomic WET

Bezpečnostní rukavice s maximální flexibilitou, odolné proti pořezání

- Ochranné rukavice proti pořezání s voděodolným pláštěm
- Dlaň a prsty máčeny v polymeru pro vyšší odolnost a přilnavost
- Skvěle sedí, vysoká prodyšnost a maximální flexibilita pro komfortní používání
- Vynikající úchop za sucha i za morka, odolné též vůči oděru
- Vhodné pro: montážní práce a práce vyžadující přesnost, práce za sucha i v mokřích/olejových podmínkách
- Pletené manžety, barva modrá/antracitová

## Technické parametry

Certifikáty: EN 420 EN 388 (3131X)

Materiál: polyamid/elastan s pogumovanou dlaní a prsty



Rukavice proti pořezání

| Velikost | Délka (mm) | Balení (ks) | Katalogové číslo |
|----------|------------|-------------|------------------|
| 7        | 210-250    | 2 páry      | R.XC93.1         |
| 8        | 210-250    | 2 páry      | R.XC94.1         |
| 9        | 210-250    | 2 páry      | R.XC95.1         |
| 10       | 210-250    | 2 páry      | R.XC96.1         |