

RUTIN TRIHYDRÁT

trihydrát rutinu, kvercetin-3-rutinosid trihydrát, vitamín P trihydrát


CAS: 250249-75-3

Vzorec: $C_{27}H_{30}O_{16} \cdot 3 H_2O$

Technické parametry

Molekulová hmotnost:

664,58



Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 95 %, Ph. Eur.	25 g	R 03302
min 95 %, Ph. Eur.	100 g	R 03301
ROTICHROM® HPLC min 99 % referenční látka pro HPLC	50 mg	R 74222
ROTICHROM® Pracovní standard	100 mg	R.NC14.1
ROTICHROM® Primární standard	50 mg	R.NE14.1