

## Sada ocelových špachtlí, pinzety a nůžek

Sada obsahuje dvě oboustranné špachtle, pinzetu a nůžky, vše vyrobené z vysoce kvalitní oceli (Remanit 4301)

- Praktické plastové pouzdro (nelze autoklávovat)

## Technické parametry

Materiál: Ocel (Remanit 4301)

| Sada obsahuje                                                           | Délka x šířka |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Nůžky rovné                                                             | 130 mm        |
| Pinzeta špičatá                                                         | 130 mm        |
| Mikrošpachtle oboustranná, na jedné straně plochá, na druhé prohloubená | 130 x 4 mm    |
| Špachtle oboustranná, na jedné straně plochá, na druhé prohloubená      | 150 x 9 mm    |



Sada ocelových špachtlí, pinzety a nůžek

| Popis                                    | Balení        | Katalogové číslo |
|------------------------------------------|---------------|------------------|
| Sada ocelových špachtlí, pinzety a nůžek | 1 sada (4 ks) | R.1863.1         |