

SILIKAGEL průmyslové kvality

Univerzální sušidlo, sušení staveb, koberců, nábytku...

CAS: 1327-36-2**Technické parametry**

Použití: 6-8 kg/m², odstraňte stojatou vodu, uzavřete okna a dveře, ponechte sušit 1-10 dní, bez indikátoru - účinnost asi 360 g/1 kg

Čistota	Balení	Katalogové číslo
perly, bez indikátoru	1 kg	R.CN70.1
perly, bez indikátoru	5 kg	R.CN70.2
perly, bez indikátoru	10 kg	R.CN70.3
perly, bez indikátoru	25 kg	R.CN70.4