

Skeletální buňky a kultivační media

NHOS - osteoblasty

Technické parametry

Uchovávání: zmrazené, v parách tekutého dusíku

Buňky	Počet buněk v ampuli	Katalogové číslo
NHOS - osteoblasty	> 500 000	D.CC-2538

Médium pro NHOS - osteoblasty

Technické parametry

Teplota skladování: základní médium 2 až 8°C doplňky do média -10 až -20°C

Balení	Popis	Katalogové číslo
500 ml + doplňky	OGM Bullet kit (D/CC-3208 + D/CC-4193)	D.CC-3207

NHAC-kn - artikulární chondrocyty, kolenní

Technické parametry

Uchování: zmrazené, v parách tekutého dusíku

Buňky	Počet buněk v ampuli	Katalogové číslo
NHAC-kn - artikulární chondrocyty, kolenní	> 500 000	D.CC-2550

Médium pro NHAC-kn - artikulární chondrocyty

Technické parametry

Teplota skladování: základní médium 2 až 8°C doplňky do média -10 až -20°C

Balení	Popis	Katalogové číslo
500 ml + doplňky	CGM Bullet kit - růstové médium (D/CC-3217 + D/CC-4409)	D.CC-3216