

Špičky GILSON DIAMOND

Originální špičky pro pipety GILSON

- Autoklávatelné včetně barevně kódovaných krabiček

Technické parametry

Materiál:	PP
Barva:	přírodní



Špičky mikro 0,1 - 1 200 µl

Typ špičky	Objem (µl)	Barva krabičky	Balení	Katalogové číslo
D10	0,1 - 10	-	1000 ks	F161630.1
D10	0,1 - 10	-	10x1000 ks	F161630.2
D10	0,1 - 10	červená	10x96 ks/krab	F161632
D10	0,1 - 20	červená	1000 ks	F161450.1
DL10	0,1 - 20	-	10x1000 ks	F161450.2
DL10	0,1 - 20	červená	10x96 ks/krab	F161452
D200	2 - 200	-	1000 ks	F161930.1
D200	2 - 200	-	10x1000 ks	F161930.2
D200	2 - 200	žlutá	10x96 ks/krab	F161932.2
D300	20 - 300	-	10x1000 ks	F161730.2
D300	20 - 300	zelená	96 ks/krab	F161732.1
D300	20 - 300	zelená	10x96 ks/krab	F161732.2
D1000	100 - 1000	-	1000 ks	F161670.1
D1000	100 - 1000	-	10x1000 ks	F161670.2
D1000	100 - 1000	modrá	10x96 ks/krab	F161672.2
D1200	100 - 1200	-	1000 ks	F161100.1

D1200	100 - 1200	-	10x1000 ks	F161100.2
D1200	100 - 1200	modrá	10x96 ks/krab	F161102



D10




DL10




D200



D300



D1000



D1200

Špičky makro 5 a 10 ml

Typ špičky	Objem (μl)	Barva krabičky	Balení	Katalogové číslo
A - D5000	1 000 - 5 000	-	3 x 334 ks	F161571.2
A - D5000	1 000 - 5 000	fialová	12 x 50 ks	F161372
B - D10ml	1 000 - 10 000	-	50 ks	F161210
B - D10ml	1 000 - 10 000	tyrkysová	8 x 30 ks	F161230



www.p-lab.cz



www.p-lab.cz