

## Špičky makro 5 a 10 ml | KARTELL

- Autoklávovatelné včetně krabiček

### Technické parametry

Materiál:

PP



Špičky 5 ml K000964



Špičky 10 ml K000943



Špičky 5 ml K000984

| Typ špičky | Objem (μl)     | Barva        | Vhodné pro pipety                            | Balení (ks) | Katalogové číslo |
|------------|----------------|--------------|----------------------------------------------|-------------|------------------|
| 5 ml       | 1 000 - 5 000  | čirá         | KARTELL, BIOHIT<br>EPPENDORF, HTL, SOCOREX   | 250/bal.    | K000964.2        |
| 5 ml       | 1 000 - 5 000  | čirá         | KARTELL, BIOHIT<br>EPPENDORF, HTL, SOCOREX   | 50/krab.    | K109649          |
| 5 ml       | 1 000 - 5 000  | světle modrá | KARTELL, EPPENDORF<br>HTL, GILSON            | 100/bal.    | K000984          |
| 5 ml       | 1 000 - 5 000  | světle modrá | KARTELL, EPPENDORF<br>HTL, GILSON            | 50/krab.    | K109648          |
| 5 ml       | 1 000 - 5 000  | čirá         | FINNPIPETTE, BRAND, TREFF                    | 250/bal.    | K000942          |
| 5 ml       | 1 000 - 5 000  | čirá         | FINNPIPETTE, BRAND, TREFF                    | 50/krab.    | K009847          |
| 10 ml      | 1 000 - 10 000 | čirá         | KARTELL, GILSON,<br>SOCOREX, HTL, FINPIPETTE | 100/bal.    | K000943          |
| 10 ml      | 1 000 - 10 000 | čirá         | KARTELL, GILSON,<br>SOCOREX, HTL, FINPIPETTE | 25/krab.    | K009848          |

