

## Špičky makro 5 a 10 ml s filtrem Vertex™ | SSI


Špičky s inertním hydrofobním filtrem, zabraňujícím vzniku aerosolu a vzájemným kontaminacím

- Balení v krabičkách - sterilizovány gama-zářením - garantovaná čistota bez RNáz a DNáz
- Sterilní verze jsou navíc bez pyrogenů


### Technické parametry

Materiál:

extra čistý PP



Špička 5 ml U441100



Špička 5 ml U442100



Špička 10 ml U452100



Špička 10 ml U453100

| Typ špičky | Objem (μl)     | Barva | Délka špičky (mm) | Vhodné pro pipety  | Balení (ks) | Katalogové číslo |
|------------|----------------|-------|-------------------|--------------------|-------------|------------------|
| 5 ml       | 1 000 - 5 000  | čirá  | 123               | GILSON             | 50/krab.    | U441100          |
| 5 ml       | 1 000 - 5 000  | čirá  | 123               | GILSON             | 100/bal.    | U441020          |
| 5 ml       | 1 000 - 5 000  | čirá  | 124               | EPPENDORF, SOCOREX | 50/krab.    | U442100          |
| 5 ml       | 1 000 - 5 000  | čirá  | 124               | EPPENDORF, SOCOREX | 100/bal.    | U442020          |
| 10 ml      | 1 000 - 10 000 | čirá  | 161               | EPPENDORF, GILSON  | 25/krab.    | U453100          |
| 10 ml      | 1 000 - 10 000 | čirá  | 161               | EPPENDORF, GILSON  | 50/bal.     | U453020          |