

## Špičky micro Vertex™ NoStick | SSI

Sterilní i nesterilní špičky pro kritické aplikace s hydrofobním vnitřním povrchem

- Vysoce hydrofobní vnitřní povrch špiček ze speciálně připraveného polypropyleny snižuje adhezi na jejich stěnách a tak omezuje ztráty pipetovaného vzorku.
- Přesné a kompletní dávkování i viskózních látek
- Mimořádně tenká stěna a optimalizovaný zkosený tvar špičky zkracují dobu odkápnutí poslední kapky vzorku
- Pohodlné a rychlé dávkování mikrolitrových objemů bez nutnosti otření špičky o stěnu
- Vložka v krabici a refill systému barevně rozlišena - špičky 10 µl červeně, 200 a 300 µl žlutě a 1 000 a 1 250 µl modře
- Balení v sáčcích nebo robustních krabičkách snadno otevíratelných jednou rukou
- Špičky o objemech 200, 300, 1 000 a 1 250 µl jsou opatřeny stupnicí pro rychlou kontrolu správnosti pipetovaného objemu
- "Vertex™ EcoPack® Refill systém" umožňuje měnit v krabici pouze vložku se špičkami, šetří náklady vaší laboratoře a životní prostředí
- Garantovaná čistota bez RNáz, DNáz, DNA, PCR inhibitorů. Sterilní verze jsou i bez pyrogenů.
- Špičky vhodné pro většinu pipet SOCOREX, BIOHIT, BRAND, EPPENDORF, FINNPIPETTE, GILSON a NICHIRIO odpovídajících objemů

## Technické parametry

Materiál: medicínsky čistý, FDA ověřený, panenský PP

Barva špiček: přírodní čirá



Krabíčky se špičkami a vyměnitelné vložky se špičkami EcoPack  
Refill v pozadí

| Typ<br>špičky              | Objem<br>(μl) | Graduace<br>(μl)    | Balení<br>(ks) | Sterilita  | Katalogové číslo |
|----------------------------|---------------|---------------------|----------------|------------|------------------|
| mikro 10<br>Gilson         | 0,1 - 10      | 2 a 10              | 1 000/bal.     | Nesterilní | U411000          |
| mikro 10<br>Gilson         | 0,1 - 10      | 2 a 10              | 96/krab.       | Nesterilní | U411700.1        |
| mikro 10<br>Gilson         | 0,1 - 10      | 2 a 10              | 10x96/krab.    | Nesterilní | U411700.2        |
| mikro 10<br>Gilson         | 0,1 - 10      | 2 a 10              | 10x96/refill   | Nesterilní | U411800          |
| mikro 10<br>Gilson         | 0,1 - 10      | 2 a 10              | 10x96/krab.    | Sterilní   | U411710          |
| mikro 10 XL<br>délka 43 mm | 0,1 - 10      | 2 a 10              | 1 000/bal.     | Nesterilní | U413000          |
| mikro 10 XL<br>délka 43 mm | 0,1 - 10      | 2 a 10              | 96/krab.       | Nesterilní | U413700.1        |
| mikro 10 XL<br>délka 43 mm | 0,1 - 10      | 2 a 10              | 10x96/krab.    | Nesterilní | U413700.2        |
| mikro 10 XL<br>délka 43 mm | 0,1 - 10      | 2 a 10              | 10x96/refill   | Nesterilní | U413800          |
| mikro 10 XL<br>délka 43 mm | 0,1 - 10      | 2 a 10              | 10x96/krab.    | Sterilní   | U413710          |
| 200<br>univerzální         | 1 - 200       | 10, 50<br>a 100     | 1 000/bal.     | Nesterilní | U423010          |
| 200<br>univerzální         | 1 - 200       | 10, 50<br>a 100     | 96/krab.       | Nesterilní | U423700.1        |
| 200<br>univerzální         | 1 - 200       | 10, 50<br>a 100     | 10x96/krab.    | Nesterilní | U423700.2        |
| 200<br>univerzální         | 1 - 200       | 10, 50<br>a 100     | 10x96/refill   | Nesterilní | U423800          |
| 200<br>univerzální         | 1 - 200       | 10, 50<br>a 100     | 10x96/krab.    | Sterilní   | U423710          |
| 300<br>univerzální         | 1 - 300       | 10, 50<br>100 a 200 | 1 000/bal.     | Nesterilní | U492000          |
| 300<br>univerzální         | 1 - 300       | 10, 50<br>100 a 200 | 96/krab.       | Nesterilní | U492700.1        |
| 300<br>univerzální         | 1 - 300       | 10, 50<br>100 a 200 | 10x96/krab.    | Nesterilní | U492700.2        |
| 300<br>univerzální         | 1 - 300       | 10, 50<br>100 a 200 | 10x96/refill   | Nesterilní | U492800          |
| 300<br>univerzální         | 1 - 300       | 10, 50<br>100 a 200 | 10x96/krab.    | Sterilní   | U492710          |
| 1 000<br>univerzální       | 100 - 1 000   | 100, 500<br>a 1 000 | 1 000/bal.     | Nesterilní | U433000          |
| 1 000<br>univerzální       | 100 - 1 000   | 100, 500<br>a 1 000 | 96/krab.       | Nesterilní | U433700.1        |
| 1 000<br>univerzální       | 100 - 1 000   | 100, 500<br>a 1 000 | 10x96/krab.    | Nesterilní | U433700.2        |
| 1 000<br>univerzální       | 100 - 1 000   | 100, 500<br>a 1 000 | 10x96/krab.    | Sterilní   | U433710          |
| 1 250<br>univerzální       | 100 - 1 250   | 100, 500<br>a 1 000 | 1 000/bal.     | Nesterilní | U434010          |
| 1 250<br>univerzální       | 100 - 1 250   | 100, 500<br>a 1 000 | 96/krab.       | Nesterilní | U434700.1        |

|                      |             |                     |              |            |           |
|----------------------|-------------|---------------------|--------------|------------|-----------|
| 1 250<br>univerzální | 100 - 1 250 | 100, 500<br>a 1 000 | 10x96/krab.  | Nesterilní | U434700.2 |
| 1 250<br>univerzální | 100 - 1 250 | 100, 500<br>a 1 000 | 10x96/refill | Nesterilní | U434800   |
| 1 250<br>univerzální | 100 - 1 250 | 100, 500<br>a 1 000 | 10x96/krab.  | Sterilní   | U434710   |