

Špičky s filtrem sterilní FastGene | NIPPON Genetics

Vysoce kvalitní špičky s filtrem k automatickým pipetám

- Vhodné pro pipety značky Eppendorf, Gilson, Rainin a Thermo
- Špičky jsou bez RNáz a DNáz
- Obsahují filtr
- Sterilní

Technické parametry

Materiál:

čirý PP



P-LAB




P-LAB

Špičky s filtrem sterilní FastGene



P-LAB

Špičky s filtrem sterilní FastGene



P-LAB
P-LAB

Typ špičky	Objem (μl)	Balení (ks)	Katalogové číslo
10 μl krátké	0,1 - 10	96/krab.	N090010.1
10 μl krátké	0,1 - 10	10x96/krab.	N090010.2
10 μl XL	0,1 - 10	96/krab.	N090101.1
10 μl XL	0,1 - 10	10x96/krab.	N090101.2
20 μl	0,1 - 20	96/krab.	N090020.1
20 μl	0,1 - 20	10x96/krab.	N090020.2
100 μl	1 - 100	96/krab.	N090100.1
100 μl	1 - 100	10x96/krab.	N090100.2

200 µl	1 - 200	96/krab.	N090200.1
200 µl	1 - 200	10x96/krab.	N090200.2
1000 µl	100 - 1 000	96/krab.	N091000.1
1000 µl	100 - 1 000	10x96/krab.	N091000.2