

## Stříčka úzkohrdlá PE se dvěma trubičkami

Průsvitná stříčka s červeným víčkem

### Technické parametry

Materiál:

PE



Stříčka PE se dvěma trubičkami

| Objem (ml) | Průměr (mm) | Výška (mm) | Balení (ks) | Katalogové číslo |
|------------|-------------|------------|-------------|------------------|
| 250        | 60          | 140        | 1           | K000680          |
| 500        | 75          | 180        | 1           | K000681          |
| 1 000      | 95          | 220        | 1           | K000682          |