

TILLMANOVO ČINIDLO


2,6-dichlorfenol-indofenol, sodná sůl hydrát, DCPIP

CAS: 620-45-1

Vzorec: $C_{12}H_6Cl_2NNaO_2 \cdot x H_2O$

Technické parametry

Molekulová hmotnost:	290,08 + x H ₂ O
Indikátor:	redoxní
Redoxní potenciál E ₀ [V] při pH = 0 a 20 °C:	+0,67
Barevný přechod (zoxidovaná - redukováná forma):	modrá - bezbarvá
Pracovní roztok:	0,02 g v 100 ml H ₂ O



Čistota	Balení	Katalogové číslo
p.a.	1 g	R.HN79.1
p.a.	5 g	R.HN79.2
p.a.	25 g	R.HN79.3