

## Třepačka Polymax | HEIDOLPH

Univerzální středně velké 3D stolní třepačky s nakláněním typu "wave"

- Třepačky pro univerzální použití pro všechny typy kultivačních nádobek, mikrotitračních destiček a Erlenmeyerových baněk
- Menší model 1040 pro třepání vzorků do hmotnosti 5 kg, větší model 2040 pro velké objemy do 10 kg
- Modely s úhlem sklonu 5° pro jemné promíchávání, modely s úhlem sklonu 10° pro intenzivní míchání
- Model 1040 s jednoduchým plynulým analogovým nastavení rychlosti naklánění a časovače
- Model 2040 s analogovým nastavením časovače a třímístným displejem pro digitální nastavení rychlosti
- Elektronicky řízená rychlost otáček, akustický signál při vypnutí chodu po uplynutí nastaveného času
- Model 1040 je vhodný pro modulární inkubátorový systém s regulací teploty do 65 ° C
- Plošina třepaček s protiskluznou gumovou podložkou pro kultivační láhve, mikrotitrační destičky, Petriho misky a pod.
- Široký sortiment přídatných zařízení pro upevnění nádobek, baněk a děliček najdete v části "Příslušenství pro třepačky Heidolph"
- Výrobce poskytuje na třepačky prodlouženou záruku 3 roky

## Technické parametry

| Model               | Polymax 1040                             | Polymax 2040                             |
|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| Maximální zatížení  | 5 kg                                     | 10 kg                                    |
| Frekvence naklánění | 2 - 50 kyvů/min                          | 2,5 - 50 kyvů/min                        |
| Úhel sklonu         | 5°                                       | 5°                                       |
| Časovač             | analogový, 1 - 120 min, nebo kontinuálně | analogový, 1 - 120 min, nebo kontinuálně |
| Rozměry plošiny     | 290 x 258 mm                             | 390 x 340 mm                             |
| Pracovní prostředí  | 5 - 31° C, max 80 % RH                   | 5 - 31° C, max 80 % RH                   |
| Krytí               | IP 40                                    | IP 20                                    |
| Napájení            | 230 - 240 V, 50/60 Hz                    | 230 - 240 V, 50/60 Hz                    |
| Příkon              | 115 W                                    | 115 W                                    |
| Rozměr (š x h x v)  | 320 x 375 x 185 mm                       | 426 x 435 x 208 mm                       |
| Hmotnost            | 8 kg                                     | 16 kg                                    |



Třepačka Polymax 2040



Třepačka Polymax 1040

| Model          | Úhel sklonu | Maximální zatížení (kg) | Katalogové číslo |
|----------------|-------------|-------------------------|------------------|
| Polymax 1040-5 | 5°          | 5                       | H543405          |
| Polymax 2040-5 | 5°          | 10                      | H543425          |