

## TRIOPACK - sada nastavitelných pipet ACURA 825 a 835 | SOCOREX

Cenově zvýhodněná sada tří nastavitelných pipet

- Odečítání objemu v okénku na těle pipety
- Koupí TRIOPACKu ušetříte 10 %
- Velmi lehké, nárazuvzdorné a UV-rezistentní pipety s dokonalým ergonomickým tvarem
- Standardní nastavování dávkovaného objemu otáčením dávkovacího knoflíku
- Plně autoklárovatelné v sestaveném stavu, bez nutnosti recalibrace
- Přestavitelná poloha vyhazovače pro různé typy špiček
- Barevně kódované okénko displeje a dávkovací knoflík, možnost vlastní barevné kombinace
- Jednoduchá kalibrace pomocí zabudovaného klíče, zámek nastavené hodnoty
- Individuální kontrolní certifikát, záruka 3 roky
- Minimální síla potřebná pro ovládání usnadňuje dlouhodobé rutinní použití



TRIOPACK - sada nastavitelných pipet ACURA

| Sada       | Pipety (objem $\mu$ l)                   | Katalogové číslo |
|------------|------------------------------------------|------------------|
| 825.TRIO.C | 0,1 - 2; 0,5 - 10; 5 - 50                | S825111          |
| 825.TRIO.J | 0,1 - 2; 2 - 20; 20 - 200                | S825333          |
| 825.TRIO.M | 1 - 10; 5 - 50; 20 - 200                 | S825444          |
| 825.TRIO.O | 0,5 - 10; 10 - 100; 100 - 1 000          | S825345          |
| 825.TRIO.P | 1 - 10; 10 - 100; 100 - 1 000            | S825555          |
| 825.TRIO.S | 2 - 20; 20 - 200; 100 - 1 000            | S825666          |
| 825.TRIO.T | 5 - 50; 20 - 200; 100 - 1 000            | S825999          |
| 825.TRIO.V | 10 - 100; 100 - 1 000; 500 - 5 000       | S825777          |
| 835.TRIO.Y | 100 - 1 000; 500 - 5 000; 1 000 - 10 000 | S835888          |

Součástí dodávky jsou vzorky špiček, návod a individuální kontrolní certifikáty.