

## Ultrazvuková lázeň ELMASONIC řady EASY | ELMA

Snadno ovladatelné ultrazvukové lázně se špičkovou technologií čištění

- Funkce Sweep zajišťuje rovnoměrné rozdělení zvukového pole, a tedy rovnoměrné odstranění znečištění
- Ideální pro odstranění tuků, olejů a pigmentů
- Nastavitelná pulzní funkce zvyšuje ultrazvukovou sílu až o 20 % a je vhodná k odstranění minerálních nečistot nebo leštících past
- Vybaveny topením (modely H), LED kontrolka dosažení nastavitelné mezní teploty
- Odtokový kohout na zadní straně lázně (od modelu EASY 60H výš)
- Bezpečnostní vypínač vypne automaticky lázeň po 8 hodinách kontinuálního provozu nebo při dosažení 90 °C
- Plastové víko součástí balení, které lze použít i jako podložku pod lázeň

### Technické parametry

|                                  |                                             |
|----------------------------------|---------------------------------------------|
| Frekvence:                       | 37 kHz                                      |
| Nastavitelný časový spínač:      | 1 - 30 min, nebo kontinuálně (max 6 hod)    |
| Materiál vany a vnějšího pláště: | nerez ocel                                  |
| Modely označené H:               | regulovatelné topení 30-80 °C s krokem 5 °C |
| Krytí :                          | IP 20                                       |
| Napájení:                        | 220 - 240 V, 50/60 Hz                       |

| Model       | Objem vany | Pracovní objem | Výpustný kohout | Vnější rozměry (š x d x v) | Vnitřní rozměry (š x d x v) | Topný výkon | Ultrazvukový výkon | Příkon celkový | Hmotnost |
|-------------|------------|----------------|-----------------|----------------------------|-----------------------------|-------------|--------------------|----------------|----------|
| EASY 10 / H | 0,8 l      | 0,70 l         | ne              | 235 x 135 x 200 mm         | 185 x 80 x 50 mm            | 0 / 60 W    | 30 W               | 30 / 90 W      | 2,0 kg   |
| EASY 20 / H | 1,6 l      | 1,20 l         | ne              | 215 x 190 x 230 mm         | 140 x 125 x 95 mm           | 0 / 120 W   | 35 W               | 35 / 155 W     | 2,1 kg   |
| EASY 30 / H | 2,7 l      | 1,6 l          | ne              | 305 x 190 x 230 mm         | 220 x 120 x 95 mm           | 0 / 200 W   | 80 W               | 80 / 280 W     | 3,3 kg   |
| EASY 40 H   | 3,9 l      | 2,9 l          | ne              | 305 x 190 x 280 mm         | 215 x 115 x 145 mm          | 200 W       | 120 W              | 320 W          | 4,0 kg   |
| EASY 60 H   | 5,9 l      | 4,3 l          | ano             | 370 x 225 x 280 mm         | 280 x 130 x 145 mm          | 400 W       | 150 W              | 550 W          | 5,1 kg   |
| EASY 100 H  | 9,5 l      | 6,8 l          | ano             | 380 x 315 x 280 mm         | 280 x 225 x 145 mm          | 400 W       | 150 W              | 550 W          | 5,9 kg   |
| EASY 120 H  | 12,9 l     | 10,0 l         | ano             | 380 x 315 x 330 mm         | 275 x 215 x 195 mm          | 800 W       | 200 W              | 1 000 W        | 7,5 kg   |
| EASY 180 H  | 17,8 l     | 14,2 l         | ano             | 405 x 375 x 330 mm         | 300 x 270 x 195 mm          | 800 W       | 200 W              | 1 000 W        | 8,5 kg   |
| EASY 300 H  | 27,5 l     | 22,0 l         | ano             | 575 x 375 x 320 mm         | 475 x 270 x 195 mm          | 1 200 W     | 300 W              | 1 500 W        | 11,0 kg  |



**P-LAB**

Ultrazvukové lázně ELMASONIC Easy



**P-LAB**

Ultrazvuková lázeň ELMASONIC Easy 10 bez topení



Ultrazvuková lázeň ELMASONIC Easy 10 s topením bez nasazeného víka



Ultrazvuková lázeň ELMASONIC Easy 20 bez topení, bez nasazeného víka



Ultrazvuková lázeň ELMASONIC Easy 20H s topením



Ultrazvuková lázeň ELMASONIC Easy 30 bez topení



Ultrazvuková lázeň ELMASONIC Easy 30H s topením



Ultrazvuková lázeň ELMASONIC Easy 40H s topením



Ultrazvuková lázeň ELMASONIC Easy 60H s topením



Ultrazvuková lázeň ELMASONIC Easy 100H s topením



Ultrazvuková lázeň ELMASONIC Easy 120H s topením



Ultrazvuková lázeň ELMASONIC Easy 300H s topením

| Model      | Objem vany (l) | Vnitřní rozměry (š x d x v) (mm) | Výpustný kohout | Topný výkon (W) | Katalogové číslo |
|------------|----------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| EASY 10    | 0,8            | 185 x 80 x 50                    | ne              | bez topení      | E171648          |
| EASY 10 H  | 0,8            | 185 x 80 x 50                    | ne              | 60              | E171646          |
| EASY 20    | 1,6            | 140 x 125 x 95                   | ne              | bez topení      | E171655          |
| EASY 20 H  | 1,6            | 140 x 125 x 95                   | ne              | 120             | E171652          |
| EASY 30    | 2,7            | 220 x 120 x 95                   | ne              | bez topení      | E171658          |
| EASY 30 H  | 2,7            | 220 x 120 x 95                   | ne              | 200             | E171656          |
| EASY 40 H  | 3,9            | 215 x 115 x 145                  | ne              | 200             | E171664          |
| EASY 60 H  | 5,9            | 280 x 130 x 145                  | ano             | 400             | E171666          |
| EASY 100 H | 9,5            | 280 x 225 x 145                  | ano             | 400             | E171669          |
| EASY 120 H | 12,9           | 275 x 215 x 195                  | ano             | 800             | E171671          |
| EASY 180 H | 17,8           | 300 x 270 x 195                  | ano             | 800             | E171673          |
| EASY 300 H | 27,5           | 475 x 270 x 195                  | ano             | 1200            | E171675          |