

## UTP Na<sub>3</sub> TRIHYDRÁT


Uridin-5'-trifosfát trisodná sůl trihydrát

**CAS:** 19817-92-6

**Vzorec:** C<sub>9</sub>H<sub>12</sub>N<sub>2</sub>O<sub>15</sub>P<sub>3</sub>Na<sub>3</sub> · 3 H<sub>2</sub>O

### Technické parametry

|                                                 |                                             |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Molekulová hmotnost:                            | 604,1 g/mol                                 |
| Molární extinkční koeficient $\epsilon_{262}$ : | 10,0 l.mmol <sup>-1</sup> .cm <sup>-1</sup> |
| Teplota skladování:                             | +20 °C                                      |



| Čistota                 | Balení | Obal  | Katalogové číslo |
|-------------------------|--------|-------|------------------|
| min 90 %, lyofilizovaný | 100 mg | plast | R.K055.1         |
| min 90 %, lyofilizovaný | 1 g    | plast | R.K055.3         |