

Uzavírací kloboučky ALLS™ z hliníkové fólie

Autoklávatelné vytvarované hliníkové kloboučky pro uzavírání nádobek

- Použitelné pro sterilizaci Erlenmayerových baněk, kádinek a odměrných válců

Technické parametry

Materiál:

Al fólie, síla 25 µm



Uzavírací kloboučky ALLSTM z hliníkové fólie

Rozměry průměr x v (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
38 x 25	252	I918741
51 x 44	252	I918941