

Vlhkoměr a barometr 622 | TESTO

Vlhkoměr a barometr pro měření teploty, vlhkosti a tlaku vzduchu

- Ideální pro sledování vnitřního klimatu speciálně v laboratořích
- Velký displej umožňuje přehled o aktuálních hodnotách
- Přístroj nepřetržitě měří teplotu, vlhkost vzduchu a tlak vzduchu v intervalu 10 sekund
- Naměřené hodnoty zobrazuje na dobře čitelném velkém displeji, včetně data a času
- Při překročení hraniční hodnoty spustí termohygrometr optický alarm prostřednictvím LED diod

Technické parametry

Teplotní rozsah:	-10 až +60 °C
Rozlišení:	0,1 °C
Přesnost:	±0,4 °C
Pouzdro:	plast (ABS)
Krytí :	IP 30
Rozměry (š x h x v):	185 x 105 x 36 mm
Hmotnost:	240 g



Termohygrometr Testo 622

Model	Balení (ks)	Katalogové číslo
Termohygrometr Testo 622	1	R.LY99.2

Součástí balení je hygrometr testo 622 s barometrem, baterie, připevňovací materiál a výstupní protokol z výroby.