


## Zkumavka centrifugační s kónickým dnem | NALGENE

Centrifugační zkumavky s reliéfní orientační stupnicí a rovným okrajem

- Zamačkávací víčka nutno objednat samostatně

### Technické parametry

|                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| Materiál zkumavek:               | čirý PC, nebo průsvitný PPCO |
| Materiál víčka:                  | PP                           |
| Maximální přetížení (při 22 °C): | 6 000 × g                    |



Zkumavky centrifugační z PPCO



Zkumavky centrifugační z PC

| Zkumavka   |                     |          |             |                  | Víčko PP   |                     |          |             |                  |
|------------|---------------------|----------|-------------|------------------|------------|---------------------|----------|-------------|------------------|
| Objem (ml) | Průměr × výška (mm) | Materiál | Balení (ks) | Katalogové číslo | Objem (ml) | Průměr × výška (mm) | Materiál | Balení (ks) | Katalogové číslo |
| 15         | 17 × 119            | PPCO     | 10          | N030015          | 15         | 17 × 119            | PPCO     | 10          | N310017          |
| 15         | 17 × 120            | PC       | 10          | N050015          | 15         | 17 × 120            | PC       | 10          | N310017          |
| 50         | 29 × 133            | PPCO     | 10          | N030050          | 50         | 29 × 133            | PPCO     | 10          | N310029          |
| 50         | 29 × 134            | PC       | 10          | N050050          | 50         | 29 × 134            | PC       | 10          | N310029          |